




โปรแกรม Dashboard การ TEST เครื่องมือแพทย์




ผลการ TEST โดยกรมสนับสนุนสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี



โปรแกรมตรวจสอบสถานะเครื่องมือแพทย์



การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า



โปรแกรมแจ้งซ่อม การบริหารระบบงานบำรุงรักษาในโรงพยาบาล

โปรแกรมบริหารระบบงานบำรุงรักษาในโรงพยาบาล

RMC2005

พัฒนาโดย
 ...กองวิศวกรรมการแพทย์
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 โทร.0-2951-0187 แฟกซ์ : 0-2951-0186
 ...นายชัยชาญ โห้แจ่ม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
 องค์ที่ 17

เมนูสำหรับหน่วยงาน

เมนูใช้งาน

- 1. แจ้งซ่อม
- 2. แจ้งซ่อมรองลงทะเบียนรับ
- 3. ค้น JOB ติดตามงานค้าง
- 4. ค้น JOB งานแล้วเสร็จ
- 5. สรุปทะเบียนงานซ่อม
- 6. ค้น JOB เพื่ออนุมัติย้อนหลัง/ลบ JOB
- 7. รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง_1
- 8. รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง_2
- 9. รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง_3
- 10. - ทะเบียนครุภัณฑ์
- ประวัติการซ่อมครุภัณฑ์
- ประวัติ/แผน PM-CAL
- 11. รหัสหน่วยงาน

Rm 2005

แสดงสถานะเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

M1-68-101466
หมวดช่าง: งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

สถานะงาน : **ส่งคืน/ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว(ช่าง)**

บันทึกส่งซ่อม/หน่วยงาน/ครุภัณฑ์

หน่วยงาน : MEC - ศูนย์เครื่องมือแพทย์

บันทึกส่งซ่อม : เครื่องควบคุมการไหลสารละลายทางหลอดเลือดดำ

ID ครุภัณฑ์ : 25726 เครื่องควบคุมการไหลสารละลายทางหลอดเลือดดำ

ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด : ยี่ห้อ hawkmed รุ่น HK-100

เลขครุภัณฑ์ : 6515-025-1001/098 SN: 01123544 inp-mec-098

หมวดช่าง : งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้แจ้ง/ส่งซ่อม : เติงศักดิ์ โทรศัพท์ : 3399

ผู้รับคืน : วันรับคืน :

วันดำเนินการ

1. วันแจ้งซ่อม 20-ม.ค.-68

2. สุรการช่างรับ Job 20-ม.ค.-68

3. กำหนดแล้วเสร็จ 7 วัน 27-ม.ค.-68

4. ช่างรับ JOB 20-ม.ค.-68

5. B-ขอเบิกอะไหล่ในคลัง 30-ม.ค.-68

6. อนุมัติจัดหาอะไหล่ในคลัง

7. วัสดุแจ้งรับอะไหล่ในคลัง

8. ช่างรับวัสดุในคลัง 08-เม.ย.-68

9. แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 08-เม.ย.-68

10. สรุป Job 08-เม.ย.-68

อาการ/สาเหตุ

อาการ/สาเหตุ : แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

วิธีแก้ไข : เบิกของ

วิเคราะห์มูลเหตุ : 15 - อายุการใช้งานนาน

การซ่อมเข้า :

สถานะงาน : 11-ส่งคืน/ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว(ช่าง)

ช่างดำเนินการ

นาย เติงศักดิ์ ชุ่มบุญ

รายการวัสดุ

รหัส	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย
bat Hawkmed		1.00	pc	950.00

M1-69-106212 **หมวดช่าง: งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์**

สถานะงาน : ส่งคืน/ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว(ช่าง)

บันทึกส่งซ่อม/หน่วยงาน/ครุภัณฑ์

หน่วยงาน : MEC - ศูนย์เครื่องมือแพทย์
 บันทึกส่งซ่อม :
 ID ครุภัณฑ์ : 22279 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Patient Monitor)
 ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด : ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น PVM-2701 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
 เลขครุภัณฑ์ : 6515-027-2002/057 SN: 0103050 mpt-mec-057

หมวดช่าง: งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 ผู้แจ้ง/ส่งซ่อม : ปรีชา โทรศัพท์ :
 ผู้รับคืน : วันรับคืน :

วันดำเนินการ

1. รับแจ้งซ่อม 19-ก.พ.-69
2. สุรการช่างรับ Job 20-ก.พ.-69
3. กำหนดแล้วเสร็จ 7 วัน 27-ก.พ.-69
4. ช่างรับ JOB 20-ก.พ.-69
5. B-ขอเบิกอะไหล่ในคลัง 25-ก.พ.-69
6. อนุมัติจัดหอะไหล่ในคลัง
7. ทัดเสร็จรับอะไหล่ในคลัง
8. ช่างรับวัสดุในคลัง 25-ก.พ.-69
9. แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 25-ก.พ.-69
10. สรุป Job 25-ก.พ.-69

อาการ/สาเหตุ

อาการ/สาเหตุ : สอนไฟฟ้าไม่ผ่าน
 วิธีแก้ไข : เปลี่ยนสาย AC ใหม่
 วิเคราะห์มูลเหตุ : 15 - อายุการใช้งาน
 การซ่อมซ้ำ :
 สถานะงาน : 11-ส่งคืน/ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว(ช่าง)

ช่างดำเนินการ นายปรีชา ใจตรง

รายการวัสดุ

รหัส	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย
m028	สายไฟ AC	1.00	เส้น	400.00

แสดงสถานะ ยกเลิก/จำหน่าย

M1-69-105996 **หมวดช่าง: งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์**

สถานะงาน : เห็นควรจำหน่าย

บันทึกส่งซ่อม/หน่วยงาน/ครุภัณฑ์

หน่วยงาน : MEC - ศูนย์เครื่องมือแพทย์
 บันทึกส่งซ่อม : เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
 ID ครุภัณฑ์ : 18206 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Patient Monitor)
 ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด : รุ่น DASH 4000 ผลิตภัณฑ์ GE Medical Systems
 เลขครุภัณฑ์ : 6515-027-2002/025 SN: SBG06067056C mpt-mec-025

หมวดช่าง: งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 ผู้แจ้ง/ส่งซ่อม : วรากร โทรศัพท์ :
 ผู้รับคืน : วันรับคืน :

วันดำเนินการ

1. รับแจ้งซ่อม 30-ม.ค.-69
2. สุรการช่างรับ Job 30-ม.ค.-69
3. กำหนดแล้วเสร็จ 7 วัน 06-ก.พ.-69
4. ช่างรับ JOB 30-ม.ค.-69
5. A-ดำเนินการซ่อมได้เอง 30-ม.ค.-69
6. -
7. -
8. -
9. แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 30-ม.ค.-69
10. สรุป Job 30-ม.ค.-69

อาการ/สาเหตุ

อาการ/สาเหตุ : ชำรุด
 วิธีแก้ไข :
 วิเคราะห์มูลเหตุ : 15 - อายุการใช้งาน
 การซ่อมซ้ำ :
 สถานะงาน : 07-เห็นควรจำหน่าย

ช่างดำเนินการ นายปรีชา ใจตรง

รายการวัสดุ

รหัส	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย

พื้นที่ ครัวภัณฑ์ ที่ยกเลิกการใช้และรอจำหน่าย

